


聚酯衬垫

(外生殖器术后保护罩)



总经销：上海修智商贸有限公司

电话：021-8399808

01

产品介绍



保护罩可开合式设计

01

保护罩采用环保无毒的EVA材质，可以同时满足硬度和重量的最佳平衡。

02

裤体面料选用弹性佳的纯棉材质，标准短裤裤型设计，符合人体工学，穿戴者更舒适。

专利号: ZL 2014 3 0507748.1
ZL 2014 2 0762826.7
ZL 2014 3 0507859.2
ZL 2014 2 0762909.6

02

产品特点

- 1 术后伤口保护，促进愈合
- 2 不黏住织物或撕裂伤口
- 3 缓解疼痛，不再担心伤口受外部的影响
- 4 降低炎症的风险
- 5 空气通过保护罩自然流通
- 6 可开合式设计，使用时更加方便，亦便于医生检查

03

产品规格

儿童型

S号	M号	L号	XL号
适合3-5岁儿童	适合6-9岁儿童	适合10-12岁儿童	适合13-16岁儿童

成人型

L号	XL号	XXL号
身高175cm	身高180cm	身高185cm
体重60-75Kg	体重75-90Kg	体重85-100Kg



美迪森产品

亮点 01

裤体部分采用纯棉材质, 不刺激皮肤, 不会造成过敏. 且弹性好, 标准短裤裤型设计, 穿着更舒适.

亮点 02

保护罩采用单侧翻盖样式, 使用上更加方便, 同时便于医生随时进行检查观察.

亮点 03

尊重使用者人格, 术后穿着美迪森保护罩, 外面可以穿着宽松外裤, 使用者活动自如.

04

同类产品分析



VS

- 01 ▶ 透气孔的设计上采用的是较大孔径的十字排布的5孔设计. 孔径过大, 布局不均匀.
- 02 ▶ 保护罩为一体固定式, 在使用过程中会需要从布片的魔术贴部分拆除, 给使用者带来不便.

05

同类产品分析




VS

- 01 ▶ 保护裤前面U凸部分两层布料之间加入PP保护罩，保护罩不可单独打开，给使用和医生检查时带来不方便。
- 02 ▶ 保护罩与裤体分离式设计，穿着过程中保护罩容易移位，造成不适。

06

同类产品分析



VS

- 01 ▶ 裤体部分采用硅胶材质, 舒适度低, 极易引起过敏. 保护罩与裤体分离式设计, 穿着过程中保护罩容易移位, 造成不适.
- 02 ▶ 束带式设计, 不利于保暖, 穿着不舒服。