

包皮自动切除环

Circumcision Devices



包皮自动切除环

一次性包皮环切吻合器（套装）

生产企业名称：威海美迪森医疗器械股份有限公司

生产许可证编号：鲁食药监械生产许20130088号

生产地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园

医疗器械注册证编号：鲁械注准 20172020238 / 20162020372




型号规格	构成	型号 (mm)
成人型	套茎环、辅助环、螺丝、松紧绳	20、22、24、26、28、30、32、34
儿童型	套茎环、手柄、松紧绳	11、12、13、14、15、16、17、18、18A、18B、19

■ 一次性包皮环切吻合器（套装）

医疗器械注册证编号：鲁械注准 20162020372

主要产品：一次性包皮环切吻合器
附件：碘伏棉棒、自粘弹力绷带及伤口护理贴
数量：一次性包皮环切吻合器1个
碘伏棉棒10支
自粘弹力绷带1卷
伤口护理贴5贴



■ 包皮自动切除环（筒包装）

医疗器械注册证编号：鲁械注准20172020238



■ 产品特点



传统手术：手术时间长，出血量多，恢复慢，创口大不规则，需缝合不美观。
激光手术：虽然有良好的止血作用，但仍需要对重要血管进行结扎，恢复慢。
美迪森产品：过长的包皮轻松脱落、恢复快、术后无疤痕、愈合后光滑美观。



手术简便易行，安全无痛苦。手术时间3-5分钟，不开刀、免缝合、恢复迅速不影响工作和生活。



包皮环切后可降低HIV的感染几率达60%以上，对预防HIV的传播起了一定的作用。先进的技术、突出的优势，使各年龄段的男性朋友的难言之隐都可一“切”了之。



用“包皮自动切除环”促使阴茎在夜间频频勃起，不断膨胀。激活阴茎细胞组织，形成二次发育。



包皮环切后引起龟头表皮角质化而引起脱敏作用，增强性功能。



可预防男性尿道炎、龟头炎症的癌变；同时可避免交叉感染，预防妇科疾病。

■ 适用范围

适用于治疗包茎、包皮过长。

■ 适用科室

泌尿外科、外科、儿科。

■ 禁忌症

急性尿路感染；隐匿性阴茎；系带过短的包皮过长患者；有神经系统或精神系统疾病；白血病以及有出血疾病病史者；高血压、心脏病患者；性病患者；糖尿病患者。